

SYSTEM WELLNESS O PODWÓJNEJ TECHNOLOGII

ELEKTROAKUPUNKTURA + HYPERLIGHT



Optyka ZC60-X®



5 trybów czerwonego
światła Hyperlight



36 mikroigieł
pokrytych złotem



19 poziomów intensywności
akupunktury

Frellux™

ZADBAJ O ZDROWIE • POZOSTAŃ W ZDROWIU



 **zepter®**



ZADBAJ O ZDROWIE

Frellux™ to ewolucja w dziedzinie osobistej pielęgnacji, łącząca **elektrostymulację akupunkturuwą o określonej elektroczęstotliwości (EF)** z różnymi częstotliwościami **czerwonego światła Hyperlight (LF)** w jednym inteligentnym systemie — zapewniającym łatwe, szybkie i skuteczne wsparcie przy napięciach, codziennych dolegliwościach i oferującym naturalny komfort dla tkanek, a także wspierającym witalność skóry i jej regenerację powierzchniową.

W dowolnym miejscu i czasie.

Frellux™ oferuje trzy tryby zabiegowe:



1. Elektrostymulacja akupunkturuwa o określonej częstotliwości
19 regulowanych poziomów intensywności dla spersonalizowanego komfortu i głębokości działania.




2. Stymulacja światłem czerwonym Hyperlight o różnej częstotliwości
5 dedykowanych programów zaprojektowanych dla różnych zastosowań i wrażliwości skóry.



3. Elektrostymulacja o określonej częstotliwości + terapia światłem czerwonym Hyperlight o określonej częstotliwości (tryb synergii)

Połączone działanie dla bardziej kompleksowego i wzmocnionego efektu.



DWIE CZĘSTOTLIWOŚCI. DWA MECHANIZMY DZIAŁANIA. JEDNO URZĄDZENIE.

ZADBAJ O ZDROWIE • POZOSTAŃ W ZDROWIU

Jedno inteligentne rozwiązanie
dla komfortu, krążenia
i regeneracji.



Częstotliwość czerwonego światła Hyperlight

Dostarcza skupioną energię Hyperlight do tkanek, wspierając mikrokążenie i aktywność komórkową. Poprawiając przepływ tlenu i składników odżywczych, sprzyja zrównoważonej, zdrowej odpowiedzi biologicznej w przeciążonych lub nadmiernie eksploatowanych obszarach.

Nieinwazyjny.
Łatwy w użyciu. Skuteczny.



Elektroakupunktura

Działa głębiej w strukturze nerwowo-mięśniowej, wspierając naturalne sygnały bioelektryczne organizmu. Pomaga rozluźnić napięte włókna mięśniowe, wspiera komfort nerwowo-mięśniowy i przyczynia się do szybszej, bardziej naturalnej regeneracji zmęczonych obszarów.

ZADBAJ O ZDROWIE · POZOSTAŃ W ZDROWIU

36 pokrytych złotem mikroigieł

ELEKTROSTYMULACJA AKUPUNKTUROWA O OKREŚLONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Aktywuj własny język elektryczny ciała — delikatnie,
precyzyjnie, skutecznie.

Frellux™ dostarcza zaawansowaną elektrostymulację akupunkturową o określonej częstotliwości przez **siatkę 36 mikroigieł pokrytych złotem**. Szeroki, precyzyjnie zaprojektowany układ równomiernie rozprowadza stymulację po obszarze zabiegowym, wspierając naturalną komunikację bioelektryczną organizmu, lokalne krążenie, relaksację, komfort i codzienną regenerację.

Dzięki **19 regulowanym poziomom intensywności** każdą sesję można dostosować — od ultradelikatnego po bardziej intensywne wsparcie — zapewniając spersonalizowane doświadczenie, które jest precyzyjne, komfortowe i łatwe do włączenia w codzienne życie.



36 mikroigieł
pokrytych złotem



19 regulowanych
poziomów
intensywności



Łatwe, szerokie
pokrycie



Delikatne wsparcie
dla komfortu, krążenia
i regeneracji

**Poczuj różnicę. Stosuj Frellux™ jako element swojego codziennego rytuału
— dla lepszego komfortu, lepszego funkcjonowania i lepszej jakości życia.**

Aktywna elektroakupunktura
o określonej częstotliwości



KORZYŚCI Z ELEKTROSTYMULACJI AKUPUNKTUROWEJ O OKREŚLONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI:

Stymulacja akupunkturowa wspiera lokalne krążenie, pomagając poprawić dostarczanie tlenu i składników odżywczych do tkanek. Wspiera organizm w szybszym uwolnieniu się od napięcia i przywróceniu prawidłowego funkcjonowania w przeciążonych obszarach.

Poprawiając naturalną komunikację między komórkami w organizmie, terapia akupunkturą przynosi komfort, wspiera bardziej komfortowe poruszanie się i pomaga czuć się jak najlepiej – każdego dnia.

**Bo gdy ciało lepiej się komunikuje
— lepiej się czuje.**

- ⊕ **Mniejsze napięcie i sztywność mięśni**
- ⊕ **Zmniejszona sztywność, szczególnie po długim siedzeniu lub braku aktywności**
- ⊕ **Ulgę w codziennych dolegliwościach i dyskomforcie**
- ⊕ **Łatwiejsze i wygodniejsze poruszanie się**
- ⊕ **Redukcja uczucia zmęczenia i ciężkości ciała**
- ⊕ **Szybsza regeneracja po wysiłku fizycznym**



ZADBAJ O ZDROWIE · POZOSTAŃ W ZDROWIU

ZC60-X[®]

KWANTOWO-MECHANICZNY TRANSFORMATOR ŚWIATŁA

Od zwykłego światła
do uporządkowanego wsparcia.

Każde światło przechodzące przez optykę ZC60-X[®] jest przekształcane w unikalny, uporządkowany, hiperzharmonizowany kompleks świetlny - zwany Hyperlight (Hiperświatło).

W ramach systemu optycznego ZC60-X[®] reorganizuje przychodzące światło w bardziej uporządkowaną, symetryczną formę. Ta udoskonalona struktura świetlna wyraża ideę precyzji, rezonansu i równowagi.

Inspirowane zasadą rezonansu biomimikry, uporządkowane światło Hyperlight jest zaprojektowane do delikatnego i skutecznego oddziaływania na poziomie powierzchniowych tkanek i procesów biomolekularnych — wspierając komfort, równowagę i regenerację tkanek.




Uporządkowana
emisja światła



Projekt inspirowany
symetrią



Rezonans
biomimikry



Uporządkowane światło.
Harmonijne wsparcie.





Frellux™

ZADBAJ O ZDROWIE · POZOSTAŃ W ZDROWIU

STYMULACJA CZERWONYM ŚWIATŁEM HYPERLIGHT O RÓŻNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Ukierunkowane wsparcie światła Hyperlight dla regeneracji, odnowy i komfortu.

Frellux™ wykorzystuje długość fali czerwonego światła Hyperlight **640-660 nm**, zaprojektowaną do oddziaływania na skórę i powierzchniowe tkanki poprzez fotobiomodulację. To światło wspiera naturalną aktywność komórkową i zdrowe mikrokrążenie, wspomagając dostarczanie tlenu i składników odżywczych na poziomie powierzchniowym.

W rezultacie pomaga łagodzić wrażliwe lub reaktywne obszary, wspierać komfort tkanek i przyspieszać regenerację po stresie lub przeciążeniu. Przyczynia się również do poprawy kolorytu skóry, wygładzenia jej tekstury oraz bardziej zrównoważonego, zdrowego wyglądu.

Tryb LF oferuje pięć odrębnych programów — od stałego, ciągłego światła Hyperlight wspierającego krążenie i komfort głębokich tkanek, aż po wysokoczęstotliwościową pulsację światła Hyperlight do 8000 Hz, przeznaczoną do delikatnej stymulacji wrażliwych lub delikatnych obszarów, bez znaczącego stresu termicznego.



Wspiera
mikrokrążenie



Wspiera regenerację
i komfort



Pomaga zachować
witalność skóry



Zwiększa
dotlenienie



5 INDYWIDUALNIE WYBIERALNYCH PROGRAMÓW HYPERLIGHT

Wybierz program najlepiej dopasowany do chwili — od stałego wsparcia po ultradelikatne pulsujące światło Hyperlight.

PROGRAM	CZĘSTOTLIWOŚĆ	GŁÓWNE CECHY	TYPOWE ZASTOSOWANIE
1.	Ciągła	Silne, stałe oświetlenie	Wsparcie krążenia i łagodzenie sztywności mięśni
2.	10 Hz	Powolne rytmiczne impulsy	Rozluźnienie mięśni i komfort
3.	600 Hz	Rewitalizujące impulsy	Wsparcie krążenia i aktywności kolagenu
4.	3000 Hz	Impulsy bez nagrzewania	Wsparcie wrażliwych lub reaktywnych tkanek
5.	8000 Hz	Ultradelikatne impulsy	Komfort powierzchniowy i wsparcie dla delikatnej skóry

Pięć trybów.

Jedno inteligentne źródło wsparcia świetlnego.

KORZYŚCI

ZE STOSOWANIA CZERWONEGO ŚWIATŁA HYPERLIGHT:

- ⊕ Łagodzi sztywność mięśni
- ⊕ Zmniejsza miejscowy dyskomfort mięśniowo-szkieletowy, wspierając lepszą mobilność
- ⊕ Łagodzi podrażnione obszary i wspiera miejsca bardzo wrażliwe
- ⊕ Uspokaja i przynosi komfort reaktywnym obszarom
- ⊕ Wspiera naturalne procesy naprawy tkanek
- ⊕ Wspiera poprawę kolorytu skóry i naturalny blask
- ⊕ Wspiera jędrność i elastyczność skóry
- ⊕ Pomaga przywrócić dobrą kondycję skóry po stresie środowiskowym lub fizycznym

Frellux™ to idealne, poręczne rozwiązanie do użytku w podróży — zarówno dla komfortu fizycznego, jak i odbudowy kosmetycznej.



BEZPIECZNE I ODPOWIEDZIALNE UŻYTKOWANIE



Zaprojektowany z myślą o pewności, komforcie i świadomym codziennym użytkowaniu.

- ⌚ Dla optymalnych wyników zalecamy stosowanie wstępnie ustawionego czasu zabiegu wynoszącego 10 minut, po którym urządzenie wyłącza się automatycznie. Krótsze sesje można przeprowadzać, wyłączając urządzenie w dowolnym momencie.
- ⌚ Podczas użytkowania wykonuj powolne, okrężne ruchy, aby uniknąć miejscowego przegrzania podczas dłuższych sesji i zapewnić równomierne rozprzowanie energii podczas zabiegów na większych obszarach.
- ⚠ **Unikaj stosowania akupunktury elektrostymulacyjnej (EF):**
 - Na otwartych ranach, stanach zapalnych, podrażnionej lub uszkodzonej skórze;
 - Jeśli masz rozrusznik serca lub jakiekolwiek wszczepione elektryczne lub elektroniczne urządzenie medyczne;
 - W czasie ciąży, chyba że zaleci to lekarz;
 - Bezpośrednio na głowie, przedniej części szyi (okolica tarczycy) lub wzdłuż kręgosłupa;
 - Jeśli masz aktywne krwawienie, skłonności do krwotoków lub zaburzenia krzepnięcia krwi.
- ⚠ **Unikaj stosowania częstotliwości czerwonego światła Hyperlight (LF), jeśli masz:**
 - Stwierdzoną nadwrażliwość na światło lub schorzenia wywołane przez światło;
 - Epilepsję lub historię napadów drgawkowych.

Jeśli cierpisz na schorzenie, jesteś w trakcie leczenia lub nie jesteś pewien(-na), czy urządzenie jest dla Ciebie odpowiednie, skonsultuj się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed użyciem.

Zawsze zapoznaj się z dołączoną instrukcją użytkowania urządzenia, aby uzyskać pełne wskazówki dotyczące bezpiecznego używania.

ZADBAJ O ZDROWIE · POZOSTAŃ W ZDROWIU





1. Poziomy intensywności elektrostymulacji: 1-19

2. Program czerwonego światła Hyperlight: 1-5

3. Poziom naładowania baterii

DANE TECHNICZNE

Frellux™	AP-001
Wyprodukowano w	Polska
Waga	250 g
Czas ładowania	3 godziny
Regulacja intensywności impulsów	Tak – od 1 do 19
Zastosowanie	Maks. 20 kolejnych minut
Łączny czas pracy po naładowaniu	8 cykli × 10 min. z 3-minutową przerwą
Napięcie wyjściowe	5,0 V DC
Ładowarka	USB-C 5,0 V DC

zepter®

Frellux™



HOME ART & SALES SERVICES AG
Sihleggstrasse 23, CH-8832 Wollerau, Schweiz,
Telefon: +41 43 888 28 00, Email: info@zepter.com

Zepter International Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37, 02-672, Warszawa, Polska,
Infolinia: (22) 230 99 40, www.zepter.pl, info@zepter.com.pl

KUP TERAZ
www.zepter.pl

